

Este destilador automático y de producción continua, con resistencia de cuarzo, nos proporciona un agua destilada de alta calidad dada la gran pureza del agua obtenida, exenta de iones metálicos y sustancias pirógenas, apta para preparación de reactivos, medios de cultivo bacteriológico, lavado final de material de vidrio, etc.

Está fabricado en su totalidad en vidrio borosilicato de alta calidad, que permite un uso continuado del equipo y garantiza su durabilidad. Dispone de un mecanismo de seguridad que desconecta automáticamente la resistencia de cuarzo al disminuir la presión del agua de refrigeración, y la conecta de nuevo al recuperarse.

Cuenta con un soporte adaptado para su acoplamiento a la pared y sus dimensiones reducidas permiten un fácil manejo y limpieza.

El equipo encuentra su aplicación en clínicas, hospitales y laboratorios en general, ubicados en los departamentos de investigación de empresas agroalimentarias, farmacéuticas, medioambientales, etc. así como en los centros de enseñanza y universidades.

This is the water distiller with automatic and continuous production and quartz resistance that provides a high quality distillation. The results are high purity water, free of metal ions and pyrogenic substances able for preparation of reagents, bacteriological culture, final wash glassware, etc.

Is made of high quality borosilicate glass allowing continued use of the equipment and ensures its durability.

It provides a safety mechanism that automatically switches off the quartz resistance when the cooling water pressure is reduced and re-connect when recover.

Include an adapted bracket and small dimensions that allow easy handling and cleaning.

The device is designed for clinical, medicine hospitals, researching laboratories, agro-alimentary, environmental or pharmaceutical industries and schools or universities.



Referencia / Code	59002114
Producción /Output	4 l/h
Conductividad a 20 °C / Conductivity at 20 °C	2 μ S/cm
Consumo de agua / Water consumption	1,0 litros/min./ 1,0 liters/min.
Resistencia / Resistance	1 x 2500 W
Alimentación / Power supply	230 V / 50-60Hz / 11 A
Dimensiones / Dimensions	55 x 15 x 50 cm
Peso / Weight	4 Kg

Accesorios / Accessories

Referencia Code	Descripción Descriptom
99002110	Calderín / Boiler
99002111	Refrigerante / Condenser
99002112	Nivel / Level
99002113	Resistencia de cuarzo / Heater
99002114	Limitador de caudal / Flow limiter