


Bunsen | Bunsen

Marca|Trademark: **Nahita**

Con llaves de regulación del paso de gas y de aire para ajuste de la intensidad de la llama, permitiendo calentamientos suaves y graduales o alcanzar rápidamente puntos de ebullición. La conexión al suministro de gas es mediante una junta cónica serrada.

With adjustable gas and air inlets to regulate the flame intensity for very slow heating or quick boiling. All of them include tapered serrated gas connection.



Referencia Code	Descripción Description	Altura Height
63163010	Bunsen, gas natural / Bunsen, natural gas	160 mm
63163020	Bunsen, gas butano-propano / Bunsen, liquid propane gas	160 mm
63163030	MicroBunsen, gas natural / MicroBunsen, natural gas	89 mm
63163040	MicroBunsen, gas butano-propano / MicroBunsen, liquid propane gas	89 mm