

Nahita le ofrece una amplia gama de gradillas para tubos de ensayo de muy diversos materiales, tamaños, colores y capacidades. Las gradillas son un elemento indispensable en cualquier laboratorio para mantener las muestras en perfecto orden y almacenadas en neveras, congeladores o sobre la misma poyata del laboratorio. Todas las gradillas (excepto las de acero inoxidable y multiposición) están numeradas para facilitar la localización e identificación de las muestras y agilizar así el trabajo diario del laboratorio.

Nahita offers a wide variety of different material, size, colour and capacity test tube racks. Racks are an essential element in any laboratory to keep samples perfectly tidy and hold them in fridges, freezers or on the bench top. Numeric marks are moulded into the racks (except stainless steel and multiposition racks) to provide easy localization and identification of samples and speed up daily lab work.

Gradillas de acero inoxidable | **Stainless steel racks (wire racks)**

Marca|Trademark:Nahita

Autoclavables y muy resistentes, su especial diseño las hace ideales para tubos de fondo cónico. Todas las gradillas presentan agujeros cuadrados y los bordes reforzados.

Autoclavable and very resistant, their special design makes them ideal for conical bottom tubes. All racks present square holes and reinforced edges.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Tubo Tube Ø	Alineación Alignment
60410021	12 tubos / Tubes	13 mm	3x4
60410025	50 tubos / Tubes	13 mm	5x10
60410029	100 tubos / Tubes	13 mm	10x10
60410041	12 tubos / Tubes	16 mm	2x6
60410042	24 tubos / Tubes	16 mm	3x8
60410045	50 tubos / Tubes	16 mm	5x10
60410046	72 tubos / Tubes	16 mm	6x12
60410049	100 tubos / Tubes	16 mm	10x10
60410052	24 tubos / Tubes	18 mm	3x8
60410055	50 tubos / Tubes	18 mm	5x10
60410056	72 tubos / Tubes	18 mm	6x12
60410059	100 tubos / Tubes	18 mm	10x10
60410071	12 tubos / Tubes	25 mm	2x6
60410072	24 tubos / Tubes	25 mm	3x8
60410075	50 tubos / Tubes	25 mm	5x10
60410076	72 tubos / Tubes	25 mm	6x12

Gradillas de aluminio anodizado | **Anodized aluminium racks**

Marca|**Trademark:Nahita**

Su material de fabricación les confiere una gran durabilidad y resistencia a agentes químicos y corrosivos. Disponibles en tres tamaños diferentes, presentan forma de “Z” y su base ancha y plana asegura una gran estabilidad y permite manejar los tubos con una sola mano. Son además, fácilmente apilables.

Its manufacturing material provides a great durability and resistance to chemical and corrosive agents. Available in three different sizes, are “Z” shaped and its wide base ensures a high stability and allows one-hand operation. Are easily stackable.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Alto Height	Largo Length	Ancho Wide
60400120	50 tubos / tubes (12,0 mm ø)	55 mm	170 mm	95 mm
60400140	50 tubos / tubes (14,5 mm ø)	55 mm	200 mm	110 mm
60400170	50 tubos / tubes(17,0 mm ø)	68 mm	225 mm	120 mm

Gradillas de plástico | **Plastic racks**

Marca|**Trademark:Nahita**

Apilables y desmontables para ahorrar espacio, tienen una capacidad máxima de 50 tubos. La base presenta pocillos con orificios de drenaje para asegurar la estabilidad de los tubos.

Stackable and easily disassembled to save space, they can hold up to 50 test tubes. The base tier has rounded wells with drain holes to offer high stability.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Medidas Dimensions
40605130	50 tubos / tubes (13 mm ø)	225x115x60 mm
40605150	50 tubos / tubes (15 mm ø)	260x115x60 mm

Gradillas de polipropileno | Polypropylene racks

Marca | Trademark: Nahita

Autoclavables, de forma rectangular y disponible en diferentes colores y modelos para acomodar tubos de hasta 30 mm diámetro. Son fácilmente apilables y desmontables para ahorrar espacio e ideales para contener muestras en baños dado que no flotan en el agua. Los orificios están identificados alfanuméricamente. Medidas aproximadas 150x247x70 mm.

Autoclavable, rectangular shaped and available in different colours and models to accommodate tubes up to 30 mm in diameter. Are easily stackable and disassembled to save space and also ideal to hold samples on water baths since they will not float. Holes are labelled with alphanumeric marks. Approximate dimensions 150x247x70 mm.



Referencia Code	Orificios Holes	Diámetro Diameter	Alineación Alignment	Color Colour
40601130	90	13 mm	6 x 15	Blanco / White
40601131	90	13 mm	6 x 15	Azul / Blue
40601132	90	13 mm	6 x 15	Rojo / Red
40601133	90	13 mm	6 x 15	Amarillo / Yellow
40601160	60	16 mm	5 x 12	Blanco / White
40601161	60	16 mm	5 x 12	Azul / Blue
40601162	60	16 mm	5 x 12	Rojo / Red
40601163	60	16 mm	5 x 12	Amarillo / Yellow
40601200	40	20 mm	4 x 10	Blanco / White
40601201	40	20 mm	4 x 10	Azul / Blue
40601202	40	20 mm	4 x 10	Rojo / Red
40601203	40	20 mm	4 x 10	Amarillo / Yellow
40601250	24	25 mm	3 x 8	Blanco / White
40601251	24	25 mm	3 x 8	Azul / Blue
40601252	24	25 mm	3 x 8	Rojo / Red
40601253	24	25 mm	3 x 8	Amarillo / Yellow
40601300	21	30 mm	3 x 7	Blanco / White
40601301	21	30 mm	3 x 7	Azul / Blue
40601302	21	30 mm	3 x 7	Rojo / Red
40601303	21	30 mm	3 x 7	Amarillo / Yellow

Gradillas multiposición | [Multiposition rack](#)

Preparadas para acomodar tubos de distinto tamaño según la posición en que se coloque. Fabricadas en polipropileno, autoclavables, presentan una estructura rectangular sólida y muy resistente. Fácilmente apilables e ideales para contener muestras en baños dado que no flotan en el agua, disponen de enganches laterales para unir varias gradillas entre sí.

Marca|[Trademark:Nahita](#)

Prepared to hold tubes of different sizes depending on the position and made of polypropylene, autoclavable. It presents a solid and very resistant rectangular structure, easily stackable and ideal to keep samples in a bath since it does not float. It is also provided with lateral hooks to join several racks.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Alineación Alignment	Dimensiones Dimensions
40605204	32 tubos / tubes de 11 mm Ø	4x8	175x95x52 mm
	12 tubos / tubes de 16 mm Ø	2x6	
	4 tubos / tubes de 29 mm Ø	1x4	

Gradillas multisoporte | [Multi support racks](#)

Fabricadas en PP de gran resistencia a los agentes químicos y esterilizables en autoclave, estas gradillas permiten la sujeción de tubos de ensayo en posición vertical. Gracias a su diseño, pueden ser también utilizadas para secar tubos poniéndolos boca abajo y para sujetar y secar placas de electroforesis y cromatografía.

Marca|[Trademark:Nahita](#)

Made of PP, with a good resistance to chemical agents and autoclavable, these racks allow supporting tubes in a vertical position. Thanks to their design, they can also be used to dry tubes in inverted position and to support and dry electrophoresis and chromatography plates.



Referencia Référence	Capacidad Capacité	Ø tubos Ø tubes	Color Couleur	Dimensiones Dimensions
40605004	40 tubos / tubes	17-20 mm	Rojo / Red	23x10x7 cm
40605005	50 tubos / tubes	14-17 mm	Blanco / White	18x10x7 cm
40605008	80 tubos / tubes	10-13 mm	Blanco / White	23x8.5x6.5 cm