

MODELOS DE RCP

Presentamos la novedosa gama de modelos RCP para llevar a cabo las prácticas de Reanimación Cardio-Pulmonar en los centros de enseñanza educativa y formación sanitaria.

La reanimación cardio-pulmonar es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpar, lo que puede suceder tras un ataque cardíaco o ahogamiento, o después de una descarga eléctrica.

La RCP combina rítmicamente la respiración boca a boca y las compresiones cardíacas:

- La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona.
- Las compresiones cardíacas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las palpitations cardíacas.

Maniquí torso adulto RCP



- 1 | Maniquí representando el torso adulto para la práctica de la RCP.
- 2 | Permite aplicación de respiración artificial y compresión torácica.
- 3 | Con avisos visual y sonoro de la correcta aplicación de las manos, tanto de la posición como de la intensidad ejercida.
- 4 | Las superficies del pecho y la cara están fabricadas en material PVC para disfrutar de un agradable tacto “humano”, ambas desmontables para una correcta limpieza.
- 5 | Incluye kit de accesorios y repuestos, suministrados con el equipo:
 - 1 pieza boca/nariz.
 - 5 vías respiratorias desechables.
 - 1 caja de aplicaciones higiénicas (C/50 uds).
 - 1 superficie de trabajo.
 - Funda para almacenamiento y transporte del equipo.

Referencia	48000500
Dimensiones	80x30x40 cm