



Manta calefactora c/agitación

Ref. JGB001, JGB002, JGB003, JGB004, JGB005, JGB006, JGB007, JGB008

Analógicas con agitación, serie 656

Ref. JGB001, JGB002, JGB003, JGB004



- Regulación analógica de la velocidad.
- Temperatura mediante mandos independientes.
- Pilotos indicadores de funcionamiento de la calefacción y agitación.
- Temperatura máxima de calefacción: 380 °C.
- Velocidad máxima de agitación: 1400 rpm.
- Varilla soporte e imán de agitación incluidos

| Referencia | Capacidad | Consumo | Ø interno | Profundidad |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| JGB001 | 100 mL | 100 W | 70 | 45 mm |
| JGB002 | 250 mL | 150 W | 90 | 55 mm |
| JGB003 | 500 mL | 250 W | 105 | 60 mm |
| JGB004 | 1000 mL | 350 W | 140 | 85 mm |

Digitales con agitación, serie 658

Ref. JGB005, JGB006, JGB007, JGB008



- Mueble exterior de acero pintado y aislamiento térmico interior por lana de fibra mineral, disponen de elemento calefactores de cromoníquel.
- Regulación analógica de la velocidad mediante potenciómetro digital de la temperatura con pantalla LED.
- Velocidad máxima de agitación: 14000 rpm.
- Pilotos indicadores de funcionamiento de la calefacción y agitación.
- Temperatura máxima de calefacción: 380 °C.
- Suministrado con varilla, soporte, imán de agitación y sonda de temperatura PT100.
- Varilla soporte e imán de agitación incluidos.

| Referencia | Capacidad | Consumo | Ø interno | Profundidad |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| JGB005 | 250 mL | 150 W | 90 | 55 mm |
| JGB006 | 500 mL | 250 W | 105 | 60 mm |
| JGB007 | 1000 mL | 350 W | 140 | 85 mm |
| JGB008 | 2000 mL | 450 W | 180 | 105 mm |