



FLUOROWARE

BARRAS MAGNÉTICAS OVALADAS

ÍMÁN REVESTIDO DE PTFE

Ideales para contenedores o frascos de fondo redondeado. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art.	Long. mm / Length mm / Compr. mm	Ø mm
683	20	10
684	25	12
685	30	16
686	35	16
687	40	20
688	50	20
689	64	20

FLUOROWARE

STIRRING BARS, OVAL

MAGNET PTFE COATED

Ideal for containers or bottles with round bottom. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

FLUOROWARE

BARRAS AGITADORAS OVAIS

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Perfeitas para recipientes ou frascos com fundo redondo. **ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**



ESFERA MAGNÉTICA

ÍMÁN REVESTIDO DE PTFE

Ideales para probetas o para movimientos de agitación excéntricos. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

STIRRING BALL, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Ideal for test tubes or for eccentric stirring movements. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ESFERAS AGITADORAS

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Ideais para tubos de ensaio ou para movimentos de agitação excêntrica. **ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm
770	12,57



BARRAS MAGNÉTICAS EN CRUZ

ÍMÁN REVESTIDO DE PTFE

Forma especial para envases pequeños. Acción de agitación especialmente eficaz. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

STIRRING BARS, CROSSHEAD

MAGNET PTFE COATED

Special shape for small containers. Particularly effective stirring action. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARRAS AGITADORAS EM CRUZ

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Formato especial para pequenos recipientes. Ação de agitação especialmente eficaz. **ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

Art.	Dim. mm	H mm
771	10x10	8
772	14x14	12
773	17x17	13



BARRA MAGNÉTICA TIPO BOBINA

ÍMÁN REVESTIDO DE PTFE

Centrado perfecto, superficie de contacto limitada y elevada turbulencia incluso con baja velocidad. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

STIRRING BARS, DOUBLE ENDED

MAGNET PTFE COATED

Excellent centering, limited contact surface and high turbulence even at low speeds. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARRA MAGNÉTICA TIPO BOBINA

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Centralização excelente, superfície de contato limitada e alta turbulência, mesmo em velocidades baixas. **ADEQUADA AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm	Long. mm / Length mm / Compr. mm
775	19,87	37,11
776	19,72	56,50

FLUOROWARE

BARRA MAGNÉTICA TIPO ESTRELLA

IMÁN REVESTIDO DE PTFE

Forma convexa para un buen centrado. Acción de agitación especialmente eficaz. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

FLUOROWARE

STIRRING BARS, DISC

MAGNET PTFE COATED

Convex shape to get good centring. Particularly effective stirring action. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

FLUOROWARE

BARREUX MAGNÉTIQUES EN ÉTOILE

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Formato convexo para uma boa centralização. Ação de agitação especialmente eficaz. **ADEQUADA AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

Art.	Dim. mm	H mm
777	10x10	6
778	20x20	10
779	30x30	12



BARRAS MAGNÉTICAS TRIANGULARES

IMÁN REVESTIDO DE PTFE

Cuneiforme. Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos gracias a la acción de rascado. Las superficies angulosas crean una elevada turbulencia incluso con baja velocidad. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

TRIANGULAR STIRRING BARS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Cuneiform. Ideal for dissolving solids and mixing sediments thanks to its scraping action. The angled surfaces create high turbulence even at low speeds. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARRAS AGITADORAS TRIANGULARES

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Cuneiformes. Graças ao seu efeito de fricção, são perfeitas para dissolver os sólidos e misturar os sedimentos. As superfícies angulares criam uma alta turbulência, mesmo em velocidades baixas. **ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

Art.	Dim. mm
780	5,61x12,21
781	7,39x25,32
782	8,13x33,83
783	10,43x49,61



BARRAS MAGNÉTICAS CON ANILLO

IMÁN REVESTIDO DE PTFE

Las superficies angulosas crean una elevada turbulencia incluso con baja velocidad. Para envases con el fondo irregular. El anillo de rotación reduce la superficie de contacto y favorece la posición óptima de la barra agitadora. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

STIRRING BARS, MAGNETIC WITH PIVOT RING

MAGNET PTFE COATED

The angled surfaces create high turbulence even at low speed. For containers with irregular bottom. The pivot ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARRAS AGITADORAS COM ANEL

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

As superfícies angulares criam uma alta turbulência mesmo em velocidades baixas. Para recipientes de fundo irregular. O anel de rotação reduz a superfície de contato e favorece um posicionamento ideal da barra agitadora. **ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm	Long. mm / Length mm / Compr. mm	Art.	Ø mm	Long. mm / Length mm / Compr. mm
786	6,48	20,57	793	7,76	45
787	6,19	24,76	794	7,78	50,40
788	6,53	35,48	797	9,39	60
789	6	30	799	9,22	70,78



BARRAS MAGNÉTICAS

IMÁN REVESTIDO DE PTFE

PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

STIRRING BARS RETRIEVERS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

BARRA MAGNETIZADA

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

ADEQUADA AO CONTATO COM ALIMENTOS.

Art.	Ø mm	Long. mm / Length mm / Compr. mm
710	11	300
712	11	240

