

**PERA CON VÁLVULA Y TUBO**

**GOMA ROJA**

Se usa normalmente para la aspiración con buretas de Pellet y nebulizadores.

**MONO-BALL WITH VALVE AND HOSES**


**RED RUBBER**

Suitable for Pellet burette charging or for vaporizers.

**PÊRA INSUFLADORA COM VÁLVULA E MANGUITO**

**BORRACHA VERMELHA**

Normalmente usada em aspiração para buretas de Pellet e nebulizadores.



Art.	Ø mm
3910	46

**PERA PARA VACÍO CON DOS VÁLVULAS**

**GOMA ROJA**

**MONO-BALL FOR VACUUM WITH TWO VALVES**

**RED RUBBER**

**PÊRA INSUFLADORA PARA VÁCUO COM DUAS VÁLVULAS**

**BORRACHA VERMELHA**



Art.	Ø mm
3911	46

**PERA DOBLE CON RED**

**GOMA ROJA**

Idónea para la carga de buretas automáticas y columnas para cromatografía flash.

**DOUBLE BALL WITH NET**


**RED RUBBER**

Suitable for automatic burettes and flashchromatography columns.

**BOLSA INSUFLADORA DUPLA COM REDE**

**BORRACHA VERMELHA**

Utilizada para buretas automáticas e colunas cromatográficas flash.



Art.	Ø mm
3912	46
3913	53

**CUENTAGOTAS CON BORDE**

**LÁTEX**

Utilizados como cuentagotas de Ranvier y pipetas Pasteur.

**DROPPING BULBS WITH RIM**

**LATEX**

Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.

**CONTA-GOTAS COM BORDA**

**LÁTEX**

Utilizado para conta-gotas de Ranvier e pipetas Pasteur.



Art.	h mm	Cap.	Shore
3914	45 mm (+ - 5 mm)	2 cc	40+/-5