



## Baños de agua

Ref. JDD001, JDD002, JDD003, JDD004

- Carcasa fabricada con chapa de acero de alta calidad, cuya superficie está pintada con un recubrimiento resistente y duradero. Cuba de acero inoxidable, fabricada en una sola pieza, libre de soldaduras. Tapa de acero inoxidable desmontable, con orificios y anillos reductores. Incluye bandeja soporte que cubre la resistencia calefactora.
- Regulación digital de parámetros. Funcionamiento en modo continuo o con temporización. Señal sonora al finalizar el tiempo programado. Función de autoajuste.
- Panel de control resistente a salpicaduras.
- Sistema de detección de ausencia de agua o nivel bajo.
- Protección contra exceso de temperatura. Si la temperatura del agua supera en 5°C (valor modificable) la temperatura de consigna, se detiene la calefacción, el equipo emite una señal sonora y se ilumina el indicador de alarma.
- Con bomba de vaciado y conector lateral para manguera de drenaje (excepto modelo 601/3).



## Especificaciones

Modelo	601/3	601/5	601/12	601/19
Referencia	JDD001	JDD002	JDD003	JDD004
Capacidad (L)	3	5	12	19
Orificios	1	2	4	6
Rango de temperatura (°C)	RT+5 - 100			
Precisión control de temp. (°C)	±1			
Resolución de la pantalla (°C)	0,1			
Temporizador (min)	1 - 9999			
Bomba de vaciado	No	Sí	Sí	Sí
Medidas de la cuba (mm) (LxAxH)	150x135x150	300x150x150	320x300x150	500x300x150
Alimentación eléctrica	220 - 240 V, 50/60 Hz			
Potencia (W)	300	500	1000	1500
Peso aprox. (kg)	3	4	6	8