



► Baño De Bloque RS-120S



- Control de temperatura hasta 120°C
- Con función de temporización
- Se suministra sin bloques. Ocho bloques opcionales disponibles para tubos de diferentes volúmenes y microplacas
- Protección contra sobrecalentamiento
- Con tapa de protección que permite la preservación del calor

Especificaciones técnicas

Referencia	JDS007
Funciones	Calentamiento
Rango de temperatura del regulador	15°C - 120°C, incremento: 1°C
Precisión del control de temperatura (a 37°C)	± 0,5°C
Uniformidad de la temperatura	± 0,5°C
Máxima velocidad de calentamiento	5,5°C/min
Temporizador	1 min – 99 h 59 min, operación continua (00:00)
Pantalla	LED
Protección contra sobrecalentamiento	140°C
Alimentación eléctrica	AC 100-120V/220-240V, 50/60Hz
Consumo	160W
Dimensiones [PxAxH]	175x290x85 mm
Peso	3 kg

Bloques disponibles

Referencia	Descripción
JDV017	Bloque 54x0,2mL
JDV018	Bloque 40x0,5mL
JDV019	Bloque 40x1,5mL
JDV020	Bloque 40x2mL
JDV021	Bloque 28x5/15mL
JDV022	Bloque 8x50mL
JDV023	Bloque para microplaca 96/384
JDV024	Bloque para tubos 0,2mL, 0,5mL, 1,5/2mL, 18 orificios de cada volumen