



Agitadores magnéticos RSLAB-2

Ref. LBD002, LBD008

- Ajuste de la temperatura y ajuste de la temperatura de seguridad. Sonda de temperatura Pt1000 incluida (no incluye Kit soporte).
- Pantalla de aviso que indica la presencia de calor residual cuando el equipo está apagado.
- Conexión según norma DIN 12878 para el uso de termómetros de contacto.
- Con anillo de estanqueidad de protección para el cuerpo del equipo.

Con calefacción RSLAB-2C



Referencia	LBD002	LBD008
Pantalla	LCD	
Rango de velocidad	100-1500 rpm	
Volumen máximo de agitación	20 L	
Rango de temperatura	Ambiente - 340°C	
Temperatura de seguridad	360°C	
Material del plato	Cerámica	Acero Inox.
Diámetro del plato	ø 135 mm	
Dimensiones aprox.	280 x 160 x 85 mm	
Peso aprox.	2,8 Kg	



Accesorios no incluidos con el equipo



Sonda de temperatura PT1000
Referencia LBM002



Adaptador matraces
Referencia LBM008
f/redondo 250 mL



Sonda de temperatura PT1000
Referencia LBM005
Recubrimiento de vidrio



Adaptador matraces
Referencia LBM009
f/redondo 500 mL



Kit de soporte para sonda PT1000
Referencia LBM003 y LBM004



Soporte poly-bloc rojo
Referencia LBM010
11 orificios para tubos de 4 mL



Adaptador matraces
Referencia LBM006
f/redondo 50 mL



Soporte poly-bloc violeta
Referencia LBM011
4 orificios para tubos de 20 mL



Adaptador matraces
Referencia LBM007
f/redondo 100 mL



Soporte poly-bloc azul
Referencia LBM012
4 orificios para tubos de 30 mL



Soporte poly-bloc negro
Referencia LBM013
4 orificios para tubos de 40 mL



Soporte azul
Referencia LBM016
4 soportes poly-bloc



Soporte poly-bloc verde
Referencia LBM014
6 orificios para tubos de 8 mL



Anillo azul
Referencia LBM017
4 soportes poly-bloc



Soporte poly-bloc dorado
Referencia LBM015
4 orificios para tubos de 16 mL



Carcasa de protección
Referencia LBM018
Resistencia hasta 135°