



## Agitador digital vortex multitubo

### Ref. LGB004

El agitador digital vortex multitubo Nahita Blue adopta un diseño de programación sencillo con la ventaja de poder mezclar y procesar hasta 54 muestras a la vez, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo.

- Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
- Equipado con botón de parada de emergencia, para detener inmediatamente el funcionamiento del equipo en caso de necesidad.
- Arranque suave con aceleración uniforme
- Incorpora 10 programas de almacenamiento.
- Incorpora la función 'Pulse', la cual permite seleccionar el tiempo de funcionamiento y de parada. Además, cuenta con la opción de ajustar el nº de repeticiones de ciclo.
- Pantalla LCD de 3 pulgadas, con ajustes en línea y parámetros de funcionamiento claros.
- Incorpora un avisador acústico al finalizar el ciclo.
- Varillas graduadas con una escala de 0 a 15 cm para una correcta alineación.
- Fabricado en metal, con cuatro patas de goma tipo ventosa.



## Especificaciones técnicas

Referencia	LGB004
Velocidad	200 – 2500 rpm (incrementos de 10 rpm)
Precisión de la velocidad	±15 rpm
Rango tiempo	1-59 s / 1-999 min
Modo oscilación	Circunferencia
Diámetro circunferencial	3.6 mm
Pantalla	LCD retroiluminada
Programas	0-9
Carga máxima	5 kg
Alimentación	100/240 V; 50/60 Hz
Consumo	90 W
Nivel de protección	IP20
Peso	24 Kg
Dimensiones	425x300x445 mm

## Accesorios incorporados



Descripción	1 almohadilla para 54 tubos de 1.5/2 mL	1 almohadilla para 54 tubos de 15 mL	1 almohadilla para 20 tubos de 50 mL
-------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------