



Agitador basculante, modelo 683/10

Ref. LJB001

- Plataforma de agitación dotada de un movimiento de balanceo perpendicular a la superficie de la mesa
- La velocidad es suave y constante y permitiendo una óptima agitación de las muestras.
- La plataforma presenta una bandeja de goma de quita y pon con ranuras para evitar el deslizamiento de los tubos.



Especificaciones técnicas

Referencia	LJB001
Capacidad	12 tubos
Tamaño máx. tubos (ØxL)	20x170 mm
Velocidad de agitación	15 rpm
Plataforma	255x175 mm
Dimensiones (LxAxH)	350x200x95 mm