



Agitador de rodillos

Ref. **LJD003** - 683/20, **LJD004** - 683/30

Los agitadores de rodillos Nahita-Blue ofrecen un alto rendimiento y versatilidad siendo ideales para aplicaciones como el análisis hematológico y la mezcla homogénea de distintos tipos de muestras en laboratorios clínicos y de investigación.

Características

- Rodillos de alta precisión fabricados con gel de sílice que garantizan un funcionamiento suave y uniforme.
- Estructura interna optimizada con diseño antibloqueo exclusivo para proporcionar un rendimiento más silencioso y estable, minimizando riesgos de bloqueo o fallos durante el uso.



Referencia	LJD003	LJD004
Modelo	683/20	683/30
Tipo	Agitación rotatoria	Agitación horizontal
Rodillos	6	4
Recipientes	Tubos	Botellas de reactivos
Capacidad máxima	10x50 ml (0.5 kg)	2x1L (2kg)
Dimensiones permitidas de los recipientes	Ø 6-34 mm	Ø 45-100 mm
Modo control	Perilla	Digital
Motor	Con escobillas	Sin escobillas
Velocidad	20-80 rpm	
Tiempo	-	1 min-23h59min
Potencia	25 W	
Alimentación	100-220V 50/60 Hz	
Dimensiones	440x255x105 mm	