



▶ Agitadores en tres dimensiones RSLAB-14

1 | Permite una suave agitación en 3D, ideal para la extracción de DNA, para la tinción y decoloración de geles en electroforesis, para la limpieza de muestras, hibridación molecular, inmunosedimentación, etc.

2 | Dos modelos distintos: uno es analógico suministrado con plataforma simple y el otro digital suministrado con plataforma con ocho bandas elásticas.

3 | Un diseño compacto que permite introducir el equipo en una incubadora o una cámara criogénica.

4 | Plataforma de una aleación de aluminio que proporciona una fuerte capacidad de soporte con un recubrimiento antideslizante.

5 | Protección de acuerdo a DIN EN60529: IP21.

▶ Analógico, RSLAB-14 A



1 | Incluye 3 bandas elásticas pequeñas y 3 grandes.

Referencia	LJL001
Tipo de movimiento	Orbital 3D
Ángulo de agitación	7°
Rango de velocidad	0 – 80 rpm
Tipo de funcionamiento	En continuo
Peso máximo de agitación	3 Kg
Material plataforma	Aleación aluminio, recubrimiento
Dimensiones aprox.	330 x 270 x 130 mm
Peso aprox.	3,2 Kg

▶ Digital, RSLAB-14 D



1 | Suministrado con plataforma con 8 bandas elásticas. Plataforma con recubrimiento antideslizante incluida.

Referencia	LJL002
Tipo de movimiento	Orbital 3D
Ángulo de agitación	9°
Rango de velocidad	10 – 70 rpm
Tipo de funcionamiento	En continuo o programado
Temporizador	1 - 1199 min
Peso máximo de agitación	5 Kg
Material plataforma	Aleación aluminio, recubrimiento
Dimensiones aprox.	430 x 360 x 106 mm
Peso aprox.	9,0 Kg

▶ Accesorios (no incluidos)

			MODELOS	
			14A	14D
	Referencia	Descripción		
	LJS006	Barra universal para plato con 3 barras	●	
	LLJS007	Barra universal para plato con 4 barras		●
	LJS008	Plato con 3 barras	●	
	LJS009	Plato soporte adaptadores Erlenmeyer	●	
	LJS010	Plato con 4 barra		●
	LJS013	Plataforma antideslizante, dimensiones: 24x21,5 cm		
	LJS011	Plato soporte adaptadores Erlenmeyer		●
	LJS012	Plataforma con 8 gomas, dimensiones: 30x28,5 cm		○
	LJS001	Clip fijación matraz Erlenmeyer 28 unidades de 25 mL 9 unidades de 25 mL	●	●
	LJS002	Clip fijación matraz Erlenmeyer 16 unidades de 50 mL 9 unidades de 50 mL	●	●
	LJS003	Clip fijación matraz Erlenmeyer 16 unidades de 100 mL 9 unidades de 100 mL	●	●
	LJS004	Clip fijación matraz Erlenmeyer 9* unidades de 200/250 mL 4 unidades de 200/250 mL	●	●
	LJS005	Clip fijación matraz Erlenmeyer 9* unidades de 200/250 mL 2 unidades de 500 mL	●	●

* con 3 puntos de fijación en lugar de 4

○ Accesorio **incluido** con el equipo indicado

● Accesorio **compatible** con el equipo indicado