




Digital, RSLAB-13

Ref. LLB004, LLB006

- Sistema anti-derrame de la muestra.
- Soporte universal, (Ref:LLF001) no incluido. Varilla de agitación (Ref. LLF002) incluida con el equipo.
- Pantalla a tiempo real que permite la visualización de la velocidad actual.
- Protección de acuerdo a DIN EN60529: IP42.



Especificaciones técnicas

Referencia	LLB004	LLB006
Modelo	RSLAB-13-20	RSLAB-13-40
Pantalla	LED	LED
Rango de velocidad	50-2200 rpm	50-2200 rpm
Volumen máximo	20 L	40 L
Viscosidad máxima	10000 mPas	50000 mPas
Diámetro máx. varilla agitación	13 mm	13 mm
Dimensiones aprox.	83x220x186 mm	83x220x186 mm
Peso aprox.	2,6 Kg	2,8 Kg



Digital, RSLAB-13

ACCESORIOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO



Soporte universal
Referencia LLF001
completo para agitador varilla



Varilla agitación en cruz
Referencia LLF002*
5x40 cm, inoxidable
* incluida con los equipos



Varilla agitación recta
Referencia LLF003
6x40 cm, inoxidable



Varilla agitación paleta
Referencia LLF004
7x40 cm, inoxidable



Varilla agitación
Referencia LLF005
9x40 cm, inoxidable



Varilla agitación en cruz
Referencia LLF006
6.5x35 cm, PTFE



Varilla agitación recta
Referencia LLF007
7x35 cm, PTFE



Varilla agitación paleta
Referencia LLF008
7x35 cm, PTFE