



Agitador de varilla digital, modelo 687

Ref. LLB007

- Modelo digital, con pantalla LCD.
- Gran capacidad de agitación. Tres modos de agitación: rotación en sentido horario, antihorario y alterna horario/antihorario.
- Carcasa de plástico y cabezal de acero inoxidable. Motor sin escobillas. Protección contra sobrecarga del motor. Se suministra con soporte y varilla de agitación.
- Dos años de garantía.

Pantalla

LCD retroiluminada con fondo azul

Material equipo

- 1/ Carcasa de plástico
- 2/ Cabezal en acero inoxidable

INCLUYE

Se suministra con soporte y varilla de agitación de acero inoxidable



Accesorios compatibles

- **Varillas Nahita-blue:**
LLF015, LLF016, LLF017, LLF018, LLF019
- **Varillas RSLAB:**
LLF002, LLF003, LLF004, LLF005

Especificaciones técnicas

Referencia	LLB007
Capacidad máxima de agitación (L)	40
Rango de velocidad (rpm)	100-2500
Precisión de velocidad (rpm)	±1
Operación continua	Si
Operación con temporización	Si
Viscosidad máxima (mPas)	15000
Pantalla	LCD
Tamaño de la base del soporte (mm)	200 x 300
Tipo de motor	Sin escobillas
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz
Potencia (W)	80
Clase de protección	IP22
Peso (kg)	7,5