



Agitadores magnéticos RSLAB 11

Ref. **LBG010**, **LBJ001**, **LBD005**, **LBD006**

- Sonda de temperatura Pt 1000 (Modelo RSLAB-11C).
- Visualización en tiempo real de la temperatura real y programada (Modelo RSLAB-11C).
- Pantalla LED que muestra velocidad (Modelos RSLAB-11NCD y RSLAB-11C).
- Placa de plástico para los modelos sin calefacción RSLAB-11NCA y RSLAB-11NCD y de acero inoxidable para el modelo con calefacción RSLAB-11C.
- Clase de protección de acuerdo a DIN EN60529: IP42.

Sin calefacción RSLAB-11 NCA y NCD



Referencia	LBG010*	LBJ001*
Modelo	RSLAB-11NCA, analógico	RSLAB-11NCD, digital
Pantalla	-	LED
Rango de velocidad	0-1500 rpm	200-1500 rpm
Volumen máximo	3 L	
Diámetro del plato	135 mm	
Material del plato	Plástico	
Dimensiones	260 x 150 x 80 mm	
Peso	1,8 Kg	

*Suministrados sin barra agitadora.

Con calefacción RSLAB-11 C



Referencia	LBD005	LBD006
Modelo	RSLAB-11C, digital	
Pantalla	LED	
Rango de velocidad	200-1500 rpm	
Rango de temperatura	RT-280°C	
Precisión de la temperatura	1 °C	
Volumen máximo	3 L	
Diámetro del plato	135 mm	
Material del plato	Metálico con recubrimiento cerámico	Acero inoxidable
Dimensiones	260 x 150 x 80 mm	
Peso	1,8 Kg	



Accesorios para RSLAB-11C

ACCESORIOS COMPATIBLES NO INCLUIDOS CON EL EQUIPO



LBM002
Sonda de temperatura PT1000



LBM008
Adaptador matraces
f/redondo 250 mL



LBM005
Sonda de temp. PT1000
con recubrimiento de vidrio



LBM009
Adaptador matraces
f/redondo 500 mL



LBM004
Kit de soporte para sonda PT1000



LBM010
Soporte poly-bloc rojo con 11 orificios
para tubos de 4 mL



LBM006
Adaptador matraces
f/redondo 50 mL



LBM011
Soporte poly-bloc violeta con 4
orificios para tubos de 20 mL



LBM007
Adaptador matraces
f/redondo 100 mL



LBM012
Soporte poly-bloc azul con 4 orificios
para tubos de 30 mL



LBM013
Soporte poly-bloc negro con 4 orificios
para tubos de 40 mL




LBM016
Soporte azul para 4 soportes poly-bloc



LBM014
Soporte poly-bloc verde con 6 orificios
para tubos de 8 mL



LBM017
Anillo azul para 4 soportes poly-bloc



LBM015
Soporte poly-bloc dorado con 4 orificios
para tubos de 16 mL

Consulte nuestro apartado de Imanes en Catálogo