



## Varillas de agitación

Ref. LDR001, LDR002, LDR003, LDR004, LDR005, LDR011, LDR012, LDR013

Endo Glassware dispone de prácticas varillas para agitar cualquier tipo de solución contenida en matraces, vasos de precipitados u otros recipientes.


Son totalmente inertes, lo que evita la contaminación de las muestras por reacción química en la varilla con los componentes de las soluciones agitadas, y presentan ambos extremos requemados. Están disponibles en varias medidas.

### Varillas helicoidales

■ Vidrio macizo

### Especificaciones técnicas

Referencia	Ø (mm)	Longitud (mm)	Lote
LDR001	5	200	20




### Varillas rectas

■ Vidrio macizo

### Especificaciones técnicas

Referencia	Ø (mm)	Longitud (mm)	Lote
LDR002	5	200	50
LDR003	5-6	300	50
LDR004	6-7	400	50
LDR005	6-7	500	50



■ Vidrio borosilicato 3.3

### Especificaciones técnicas

Referencia	Ø (mm)	Longitud (mm)	Lote
LDR011	5-6	250	10
LDR012	7-8	250	10
LDR013	8-9	250	10

