



## ► Mascarilla Polipropileno Quirúrgica azul Tipo IIR

- 1 | Mascarilla de Polipropileno rectangular, 3 capa y 3 pliegues. De un solo uso.
- 2 | Elásticos para ajustar en las orejas y una tira moldeable para una mejor sujeción nasal.
- 3 | Producto 100% libre de Látex y de Fibra de vidrio.

Ensayo Específico COVID-19: Ensayo realizado por Laboratorio con número 10010L/2020-1 relativo a las mascarillas y su uso ante COVID-19. Basado en la permeabilidad en mascarillas de un solo uso EN ISO 9237:1995 y la retención de partículas MI 142/00. Resultados conformes en mascarillas Nivel 2 para uso profesional y conforme a las mascarillas de cirugía.

### Certificado CE UE 201/745 Relativa a los productos sanitarios (MDR):

- Producto sanitario Clase I.
- Eficacia de filtración bacteriana  $\leq 98\%$ .
- Respirabilidad/Presión diferencial:  $< 60\%$
- Presión de resistencia a las salpicaduras:  $\geq 16$
- Limpieza Microbiana/Carga Biológica:  $\leq 30$  UFC/g
- Mascarilla quirúrgica Tipo IIR
- Certificado N°: GOLMOXKC355595L1
- Laboratorio Acreditado por CNAS n°:L0412



<b>Referencia</b>	RBJ007
<b>Talla</b>	U
<b>Dimensiones</b>	17,5 x 9,5
<b>Color</b>	Azul
<b>Propiedades</b>	
<b>Primera capa</b>	Polipropileno de densidad 25 gr/m <sup>3</sup>
<b>Segunda capa</b>	MeltBlown de densidad 25 gr/m <sup>3</sup>
<b>Tercera capa</b>	Polipropileno de densidad 20 gr/m <sup>3</sup>