

Extractores Soxhlet

Ref. PBC001, PBC002, PBC003

- El extractor Soxhlet es un equipo de vidrio utilizado para la extracción de componentes solubles contenidos en sólidos, mediante la utilización de un disolvente orgánico.
- Endo Glassware dispone, dentro de su oferta de equipamiento de vidrio, de esta serie de extractores Soxhlet de diversas capacidades y tamaños fabricados en vidrio borosilicato de gran resistencia química y térmica.
- Cada equipo está compuesto por un matraz esférico de fondo plano, un cuerpo extractor y un refrigerante Dimroth.



50 mL

Referencia	Descripción
PBC001	Extractor Soxhlet, 50 mL

Compuesto por:

Referencia	Descripción	Esmerilado
PBN026	Refrigerante Dimroth	29/32
PBR001	Cuerpo extractor	19/26 y 29/32
PBK003	Matraz fondo plano, 100 mL	19/26



125 mL

Referencia	Descripción
PBC002	Extractor Soxhlet, 125 mL

Compuesto por:

Referencia	Descripción	Esmerilado
PBN027	Refrigerante Dimroth	45/40
PBR002	Cuerpo extractor	29/32 y 45/40
PBK002	Matraz fondo plano, 250 mL	29/32



250 mL

Referencia	Descripción
PBC003	Extractor Soxhlet, 250 mL

Compuesto por:

Referencia	Descripción	Esmerilado
PBN028	Refrigerante Dimroth	55/44
PBR004	Cuerpo extractor	29/32 y 55/44
PBK010	Matraz fondo plano, 500 mL	29/32