



TRANSILUMINADOR UV-312

Ref. ZFD015

- Fuente de iluminación UV de longitud de onda 312 nm
- Equipado con 4 lámparas de cuarzo de 8 W de larga vida y que permiten una iluminación uniforme
- Interruptor de encendido/apagado en la parte frontal del equipo
- Filtro UV de vidrio de 150x200 mm
- Pantalla altamente transparente y protectora frente a emisión UV. Puede ser posicionada en cualquier ángulo para un uso seguro y cómodo del equipo.



Especificaciones técnicas

Referencia	ZFD015
Longitud de onda	312 nm
Tamaño del filtro UV	150x200 mm
Potencia de emisión	4 x 8 W
Dimensiones (LxAxH)	325x265x150 mm
Alimentación	220 V; 50 Hz

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN [Z] OTROS

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos