

Equipo de filtración, 300 mL

Ref. PJB001

Equipo de filtración, 300 mL - El equipo de filtración de Endo Glassware es ideal para la filtración al vacío de cualquier tipo de soluciones para el análisis de contaminación por partículas y también para la filtración de disolventes para HPLC.

Características técnicas

- Las piezas de vidrio están fabricadas en vidrio borosilicato con juntas esmeriladas 40/35 y la pinza de sujeción es de aluminio anodizado.
- La conexión de vacío integrada en el cuerpo con placa porosa y la boca del matraz están por encima de la salida del filtrado, evitando así fugas del líquido filtrado hacia el tubo de vacío.
- La placa porosa presenta un diámetro de 40 mm y el embudo de filtración se encuentra graduado.
- Las distintas partes de las que se compone el equipo pueden adquirirse por separado para el reemplazo de piezas dañadas.



Referencia	Descripción
PJB001	Equipo de filtración completo, 300 mL

Compuesto por:

Referencia	Descripción
PBH030	Matraz Erlenmeyer esmerilado 40/35, 1000 mL
PJD003	Base de vidrio con placa porosa
PJD002	Embudo de filtración, 300 mL
PJD006	Pinza de sujeción de aluminio anodizado