



Centrífuga para microplacas

Ref. GDC011

La centrífuga para microplacas P-X está especialmente diseñada para centrifugar micro placas standard con y sin faldón de manera rápida y eficiente.

Su diseño moderno y funcional, de líneas suaves y de estructura compacta y estable está optimizado específicamente para este fin.

Altamente versátil y de fácil empleo incorpora funciones de “arranque suave” y “parada suave” para evitar perturbaciones en la placa.

Diseñada para microplacas de 96 o 384 pocillos, así como tiras de tubos de PCR, con un adaptador incluido.

- No puede ponerse en funcionamiento si la tapa está abierta.
- Protección de la cubierta de la tapa.
- Cubierta de la tapa transparente y visible.
- Funcionamiento silencioso y estable.
- Pantalla LCD de cristal líquido de segmento completo.
- Pulsador de apertura de la tapa.
- Centrifugado instantáneo sin retardo.
- Estructura estable del fuselaje.

- La centrífuga para microplacas adopta conceptos de diseño avanzado, con una apariencia y estructura compacta y estable, adhiriéndose a las ventajas de alta universalidad y fácil operativa. Dispone de arranque y frenado suave.
- Diseñada para dos microplacas de 96 o 384 pocillos de pequeña capacidad, así como para microplacas PCR estándar con o sin faldones.
- Pantalla LCD de cristal líquido de segmento completo. Funcionamiento silencioso y estable. Cubierta superior transparente.
- Función de centrifuga instantánea llegando a la velocidad máxima en 6 segundos.
- Sistema de detección de sobrevelocidad y desequilibrio, capaz de monitorear en tiempo real el proceso asegurando la operación segura del instrumento.



Especificaciones técnicas

Referencia	GDC011
Modelo	P-X
Velocidad	300~3000±15 rpm
FCR	608 ×g
Temporizador	1-99 minutos/1-59 segundos
Capacidad	2×microplaca de 96 pocillos / ELISA plates
Peso	3.9 Kg
Dimensiones	225×255×215 mm
Alimentación	DC24 V/2.75 A
Consumo	55 W



Centrífuga para microplacas

Ref. GDC011

Accesorios incluidos



Adaptador PCR8 | GDF019

Compatibilidad accesorios

Adaptador PCR8 para centrífuga GDC011 | GDF019
Tira de microtubos 8 x 0,2 mL

LÁMINAS DE SELLADO PARA PLACAS

Referencia	BRD011	BRD012	BRD013
Sellado	Sensible a la presión	Autoadhesivo	Sensible a la presión
Dimensiones	116.5 mm x 77 mm.	116.5 mm x 80 mm.	116.5 mm x 80 mm.
Material	PP	PET	PP
Rango temperatura	-70°C a 110°C	-20°C a 100°C	-70°C a 110°C

PLACAS RECOMENDADAS

Placa de 96 pocillos	BGN039, BGN040, BGN041, BGN042, BGN043, BGN044, BGN045, BGN046, BGN047
Tira de microtubos 8 x 0,2 mL	BGN006