



Autoclaves para esterilización "Presoclave PLUS" 50, 80 y 150

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO CON LECTURA DIGITAL Y PURGADO ATMOSFÉRICO.
PARA TEMPERATURAS DESDE 115 °C HASTA 134 °C (0,62 a 2 bar).
CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE APARATOS DE PRESIÓN.
REGISTRO DE PROCESO Y DESCARGA VIA USB. MODELO VERTICAL. CAPACIDADES: 50, 80 Y 150 LITROS.



SEGURIDAD:

- VÁLVULA DE SEGURIDAD:** PREVIENE QUE LA PRESIÓN SOBREPASE EL LÍMITE MÁXIMO.
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD:** DESCONECTA LOS CALEFACTORES EN CASO DE SOBREPASAR EL LÍMITE DE PRESIÓN.
- TERMOSTATO DE SEGURIDAD:** DESCONECTA LA CALEFACCIÓN EN CASO DE SOBRETENPERATURA O FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO.
- DISPOSITIVO TAPA:** IMPIDE LA APERTURA DE LA TAPA MIENTRAS LA CÁMARA SE ENCUENTRA BAJO PRESIÓN.
- ENVOLVENTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA TAPA.**

Una alternativa económica. Semiautomático.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y encimera en acero inox.
Elemento calefactor en acero inox, especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura.
Registro de proceso y descarga via USB.
Puerto sonda externa lateral (excepto autoclave de 150 litros).
Depósito, tapa y cierre en acero inox.
Purgado atmosférico automático.
10 programas configurables por el usuario.

PANEL DE MANDOS

1. Pantalla TFT táctil con pulsadores virtuales.
2. Manómetro.
3. Mando apertura tapa.



| MODELOS | Código | Capacidad litros | Ø Alto (útil cm) | Alto / Ancho / Fondo (exterior cm) | Consumo W | Peso Kg |
|-------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| PRESOCLAVE PLUS III 50 | 4001770 | 50 | 30 70 | 117 48 62 | 3600 | 75 |
| PRESOCLAVE PLUS III 80 | 4001771 | 80 | 40 62 | 119 58 72 | 3600 | 100 |
| PRESOCLAVE PLUS II 150* | 4001772 | 150 | 50 70 | 118 80 95 | 7500 | 225 |

Se suministran sin cestillos y sin tambores.

* El código 4001772 debido a su consumo se fabrica para corriente trifásica a 230 V ó 400 V a especificar.

ACCESORIOS: Cestillos de alambre y tambores en acero inox, AISI 304.

Para **Presoclave Plus III 50** Código: 4001770.

Cabida, 3 cestillos Ø 25,5 y 20 cm alto. Código: **1000495**

Para **Presoclave Plus III 80**, Código: 4001771.

Cabida, 2 cestillos Ø 36 y 28 cm alto. Código: **1000496**

Para **Presoclave Plus II 150**, Código: 4001772.

Cabida, 2 cestillos Ø 44 y 22 cm alto. Código: **1000780**

Tambores de esterilización en acero inox, AISI 304.

Para **Presoclave III Plus 50**, Código: 4001770.

Cabida, 3 tambores Ø 25 y 18 cm alto. Código: **1002418**

Para **Presoclave III Plus 80**, Código: 4001771.

Cabida, 2 tambores Ø 35 y 27 cm alto. Código: **1002419**

Detergente Bio-Sel. (Ver pág. 91).

Destilador de agua especial para autoclaves. (Ver pág. 91).

Microfiltro purga. Código: **4001221**

Grúa de carga y descarga. Código **1002426** (Ver pág. 91)

Instalación y puesta en marcha (Solo en España). Código **1003001**.



NUEVO



PARTE POSTERIOR

1. Válvula de seguridad.
2. Toma de red eléctrica.
3. Termostato de seguridad.
4. Salida vaciado de vapor y de drenaje.
5. Conector USB.

COMPLEMENTOS que deben instalarse en fábrica:

Sonda Pt 100. Código **4001219** (ver pág. 91).

Impresora sobre papel continuo con indicación de temperatura, tiempo y modalidad. Código **4002417** (Ver pág. 89)