


CARACTERÍSTICAS GERAIS



Relógio



Entradas de ar na frente do armário



Saídas de ar nas costas do armário



Prateleiras anti-derrame em compacto fenólico

- Construído integralmente em compacto fenólico, conferindo uma elevada resistência química e rigidez mecânica. Adequado para ambientes húmidos e corrosivos.
- Fechadura e dobradiças em plástico.
- Entradas e saídas de ar para uma correcta extracção.
- Ventilador Vortice Lineo 125 V0 munido de relógio programável com várias opções de tempo de exaustão.