



CASETES Y ACCESORIOS

Ref. [BPJ001_011](#), [BPJ016_020](#), [BPJ040_044](#)

Casetes para inclusión en parafina, fabricados en plástico resistente a disolventes, compatibles con los principales sistemas de procesamiento. Varios modelos disponibles: universales, para muestras estándar, y de biopsia, con perforaciones más finas para tejidos pequeños. Se presentan con tapa incorporada o sin tapa y en diferentes colores.

Además se dispone de accesorios y elementos complementarios, que permiten adaptar el uso de los casetes a distintas necesidades de laboratorio.

Casetes universales con tapa - Ref. [BPL001_005](#)



- Fabricados en polioximetileno (POM)
- Totalmente resistentes a disolventes orgánicos empleados en el procesamiento histológico
- Cuentan con una amplia superficie de rotulación inclinada a 45°, que facilita la identificación manual o automática
- Perforaciones de 1x5 mm que permiten una óptima circulación de reactivos sin comprometer la integridad de la muestra

Referencia	Color	Dimensiones aprox.
BPJ001	Blanco	40x28x6 mm
BPJ002	Azul*	
BPJ003	Rosa*	
BPJ005	Verde*	

**hasta fin de existencias*


Casetes universales sin tapa - Ref. [BPJ011](#)



- Fabricados en polioximetileno (POM)
- Totalmente resistentes a disolventes orgánicos empleados en el procesamiento histológico
- Cuentan con una amplia superficie de rotulación inclinada a 45°, que facilita la identificación manual o automática
- Perforaciones de 2 mm de diámetro que permiten una óptima circulación de reactivos sin comprometer la integridad de la muestra

Referencia	Color	Dimensiones aprox.
BPJ011	Blanco	40x28x6 mm

Casetes para biopsias con tapa - Ref. [BPJ006_010](#)



- Fabricados en polioximetileno (POM)
- Totalmente resistentes a disolventes orgánicos empleados en el procesamiento histológico
- Cuentan con una amplia superficie de rotulación inclinada a 45°, que facilita la identificación manual o automática
- Microperforaciones de 1x1 mm que favorecen el paso uniforme de los reactivos, manteniendo la integridad de muestras muy pequeñas

Referencia	Color	Dimensiones aprox.
BPJ006	Blanco	40x28x6 mm
BPJ008	Rosa*	
BPJ009	Amarillo*	
BPJ010	Verde*	

**hasta fin de existencias*



CASETES Y ACCESORIOS

Ref. BPJ001_011, BPJ016_020, BPJ040_044

Esponjas para casetes - Ref. BPJ044



- Almohadillas de espuma diseñadas para asegurar pequeñas muestras durante el procesamiento histológico
- Mantienen las biopsias en su posición dentro del casete, evitando la pérdida de fragmentos durante el procesamiento
- Fabricadas en espuma de poliéster de uretano celular
- Contienen microcavidades que permiten el paso uniforme de los reactivos alrededor del tejido, sin comprometer la integridad de la muestra

Referencia	Colores	Dimensiones aprox.
BPJ044	Blanco, azul	28x25x2 mm

Anillos de inclusión - Ref. BPJ016_020



- Fabricados en plástico ABS de alta calidad
- Cuentan con una amplia superficie de rotulación
- Reforzados mediante dos barras en el orificio central para evitar que se doblen o deformen

Referencia	Color	Dimensiones anillo	Dimensiones base
BPJ016	Blanco	25x25 mm	40x28 mm
BPJ017	Amarillo*		
BPJ018	Verde*		
BPJ019	Rosa*		
BPJ020	Azul*		

*hasta fin de existencias

Moldes de inclusión - Ref. BPJ040_043



- Fabricados en acero inoxidable
- Disponibles en varios modelos según el tamaño de bloque resultante para adecuarse a distintos tipos de muestras

Referencia	Dimensiones bloque
BPJ040	7x7x6 mm
BPJ041	15x15x5 mm
BPJ042	24x24x6 mm
BPJ043	30x24x6 mm