




Cubetas y cestillos

Para tinción, tinción Coplin, tinción Hellendahl, tinción, Schieferdecker y tinción Borrel

Endo glassware dispone de una amplia gama de cubetas para tinción fabricadas en vidrio prensado y de una gran resistencia. Los distintos modelos presentan diferentes capacidades para portaobjetos estándar de 76 x 26 mm permitiendo agilizar las largas series de tinción de muestras. Además, cada cubeta está equipada con una tapa de vidrio que evita la evaporación y la suciedad en las soluciones utilizadas.

Cubetas de tinción completa

Ref. BPL010



Formado por una cubeta para tinción, cestillo y asa

- Cubeta de tinción con tapa de vidrio prensado Ref.: BPL007
- Cestillo para alojar 10 portaobjetos en vertical o hasta un máximo de 20 colocados espalda con espalda, en vidrio prensado Ref.: BPL008
- Asa de acero inoxidable para trasladar fácilmente el cestillo Ref.: BPL009

Referencia	Dim. exterior (mm)	Dim. interior (mm)
BPL010	85x70x105	75x60x90

Cubetas para tinción Coplin

Ref. BPL005



- Fabricada en vidrio prensado con tapa
- Diseño con 5 ranuras; presenta capacidad para 5 portaobjetos en posición vertical o hasta un máximo de 10 colocados espalda con espalda.

Referencia	Para portas (mm)
BPL005	76x26

Cubetas para tinción Hellendahl

Ref. BPL001



- Fabricada en vidrio prensado con tapa
- Con capacidad para 8 portas en vertical
- Dimensiones aprox. con tapa: 6.5x6.0x10 cm

Referencia	Para portas (mm)
BPL001	76x26



Cubetas para tinción Schieferdecker

Ref. BPL003



- Fabricada en vidrio prensado con tapa
- Con capacidad para 10 portas en horizontal

Referencia	Dim. exterior (mm)
BPL003	68x40x88

Cubeta de tinción, PP

Ref. BPL049



- Fabricado en polipropileno, para hasta 20 portaobjetos.
- Cestillos disponibles en PP, acero inoxidable y vidrio prensado.
- Se suministra con dos tapas ajustables, una ciega y otra con ventana para el asa de los cestillos PP e Inox.

Referencia	Dim. exterior (mm)	Dim. interior (mm)
BPL049	100x80x65	93x73x60

Cubetas de tinción Borrel

Ref. BPL029, BPL030



- Con tapa

Referencia	Ø (mm)	Altura (mm)
BPL029	38	85
BPL030	40	80



Prisma y tubo para tinción Borrel

Ref. BPL032, BPL035



Referencia	Para portas	Ø (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)
BPL032	Prisma para tinción Borrel	-	65	23
BPL035	Tubo de tinción Borrel	38	85	-

Cestillo de tinción SS304

Ref. BPL047



- Fabricado en acero inoxidable 304 electropulido brillante
- Para la tinción manual de hasta 20 portaobjetos
- El fondo del cestillo está abierto para una rápida inmersión y escurrido.

Referencia	Para portas (mm)	Dimensiones (mm)
BPL047	75x25, 75x38, 75x51	87x69x150

Cestillo de tinción, PP

Ref. BPL048



- Fabricado en polipropileno
- Para la tinción manual de hasta 20 portaobjetos
- El fondo del cestillo está abierto para una rápida inmersión y escurrido.

Referencia	Para portas (mm)	Dimensiones (mm)
BPL048	75x25, 75x38, 75x51	87x69x150