



BIDONES

Ref. CLD013_019, CLG011_013, CLG016

Bidones en diferentes formas muy sólidos y duraderos, diseñados para un uso prolongado en entornos exigentes como la industria alimentaria, laboratorios y aplicaciones industriales.

Bidones de forma redonda con grifo

Ref. CLD013_016



- Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Material apto para uso alimentario
- Equipados con una llave de paso de 3/4" con rosca tipo BSP y una profundidad de 12 mm, que incluye junta para garantizar un sellado hermético
- Incorporan un tapón provisto de orificios para el precinto de garantía
- Con asa de transporte
- Diseñados para operar en condiciones de temperatura por debajo de 0 °C

Referencia	Capacidad (L)	Ø ext (mm)	Altura (mm)	Ø boca (mm)
CLD013	5	167	355	51
CLD014	10	212	430	51
CLD015	25	275	580	80
CLD016	50	350	715	80

Grifo para bidón

Ref. CLD017



- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con orificio de salida de diámetro 9 mm.

Referencia	Descripción
CLD017	Con rosca 3/4"

Bidones de forma rectangular con grifo

Ref. CLD018, CLD019



- Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Material apto para uso alimentario
- Equipados con una llave de paso de 3/4"

Referencia	Capacidad (L)	Dimensiones (LxAxH) (cm)	Ø boca (mm)
CLD018	10	28x18x34	44
CLD019	20	32x18x45	46



BIDONES

Ref. CLD013_019, CLG011_013, CLG016

Bidones de forma redonda sin grifo, con cuello ancho

Ref. CLG009, CLG010



- Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Material apto para uso alimentario
- Ideal para polvos y granulados
- Con asa de transporte
- Incorporan un tapón provisto de orificios para el precinto de garantía

Referencia	Capacidad (L)	Ø ext (mm)	Altura (mm)	Ø boca (mm)
CLG009	5	167	350	85
CLG010	10	210	420	100

Bidones de forma rectangular sin grifo, apilables

Ref. CLG011_013



- Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Material apto para uso alimentario
- Cumple las siguientes normativas de transporte:
 - ADR-RID, terrestre
 - IMO-IMDG, marítimo
 - IATA-ICAO, aéreo

Referencia	Capacidad (L)	Dimensiones (LxAxH) (mm)	GL
CLG011	5	163x187x236	51
CLG012	10	187x227x320	51
CLG013	20	236x288x380	51

Bidón con asas autoclavable

Ref. CLG016



- Fabricado en polipropileno (PP)
- Con resinas de grado médico USP Clase VI
- Con asas anchas para facilitar el transporte y el vertido y tapón a rosca de PP

Referencia	Capacidad (L)	Ø ext (mm)	Altura (mm)	Rosca	Ø int boca (mm)
CLG016	10	249	376	83B	65