




Cristalizadores

Ref. CNL001 - CNL009

Ref. CNN001 - CNN005

- Endo Glassware dispone de dos modelos de cristalizadores fabricados en vidrio borosilicato o vidrio normal prensado que presentan forma cilíndrica y son ideales para el secado y cristalización de sólidos gracias a su base ancha y plana que permite una gran superficie de evaporación.
- Ambos modelos de cristalizadores están disponibles en diversos tamaños para cubrir las necesidades de cada usuario.

DIMENSIONES - Cristalizador con pico



Cristalizadores en vidrio borosilicato

Ref. CNL001 - CNL009



- Pueden ser calentados o introducidos en estufas y presentan pico para un fácil y cómodo vertido.

Referencia	Capacidad (aprox.)	Diámetro	Altura
CNL001	40 mL	50 mm	30 mm
CNL002	60 mL	60 mm	35 mm
CNL003	100 mL	70 mm	40 mm
CNL004	150 mL	80 mm	45 mm
CNL005	250 mL	100 mm	50 mm
CNL006	500 mL	120 mm	65 mm
CNL007	1000 mL	150 mm	75 mm
CNL008	1500 mL	180 mm	90 mm
CNL009	3500 mL	230 mm	100 mm

Cristalizadores en vidrio prensado

Ref. CNN001 - CNN005



- Presentan un reborde reforzado para evitar roturas.

Referencia	Capacidad (aprox.)	Diámetro	Altura
CNN001	70 mL	80 mm	40 mm
CNN002	150 mL	100 mm	47 mm
CNN003	350 mL	120 mm	60 mm
CNN004	1000 mL	150 mm	70 mm
CNN005	1400 mL	190 mm	90 mm