

ECO-260 LAB

Bomba de vácuo de pistão isento de óleo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Nº de Pistões	1
Vazão	26 LPM
Vácuo Máximo	116 mbar/ 673 mmHg/26,49" Hg
RPM	3400
Corrente	1,5 amp-127v/0,7 amp-220v
Potência Absorvida	135W
Peso	3,0 Kg
Dimensões máximas em mm:	CxLxA (185x159x205)
Variações Elétricas	220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltagem
IP-20	
Alta Resistência Química	Opcional

- Desempenho em C.A 60Hz ao nível do mar