

ECO-290 LAB

Bomba de vácuo de pistão isento de óleo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Nº de Pistões	2
Vazão	55 LPM
Vácuo Máximo	13 mbar/ 750,25 mmHg/29,54" Hg
RPM	3450
Potência do Motor	100W- Proteção térmica
Peso	5,0 Kg
Dimensões máximas em mm:	CxLxA (275x196x199)
Variações Elétricas	220v/60Hz 220v/50Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta Resistência Química	Opcional

- Desempenho em C.A 60Hz ao nível do mar