

# ECO-740 LAB

Bomba de vácuo de pistão isento de óleo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Nº de Pistões	2
Vazão	24 LPM
Vácuo Máximo	17 mbar/ 747,25 mmHg/ 29,41" Hg
RPM	1750
Potência do Motor	85W – Proteção térmica
Peso	3,9 Kg
Dimensões máximas em mm:	CxLxA (255x196x198)
Variações Elétricas	220v/60Hz 220v/50Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta Resistência Química	Opcional

- Desempenho em C.A 60Hz ao nível do mar