



## Elevadores

Diseñados para elevar y mantener todo tipo de equipos y aparatos como frascos, cubetas, baños, agitadores, placas calefactoras, etc.

### Elevadores de aluminio

Ref. FCD001, FCD002, FCD003



- Fabricados en aluminio
- Con soporte tipo tijera
- Con mando manual y base antideslizante
- Disponen de 4 patas de goma antideslizantes para asegurar una buena estabilidad y evitar movimientos bruscos.

| Referencia | Plataforma (mm) | Altura (mm) | Carga máx. (Kg) |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| FCD001     | 100x100         | 40-140      | 14              |
| FCD002     | 150x150         | 50-270      | 27              |
| FCD003     | 200x200         | 50-320      | 38              |

### Elevadores de acero inoxidable

Ref. FCD004, FCD005, FCD006, FCD007, FCD008



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Con soporte tipo tijera
- Con mando manual
- Disponen de 4 patas de goma antideslizantes para asegurar una buena estabilidad y evitar movimientos bruscos.

| Referencia | Plataforma (mm) | Altura (mm) | Carga máx. (Kg) |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| FCD004     | 100x100         | 55-140      | 45              |
| FCD005     | 150x150         | 65-250      | 60              |
| FCD006     | 200x200         | 65-250      | 60              |
| FCD007     | 250x250         | 70-385      | 75              |
| FCD008     | 300x300         | 70-385      | 75              |