

PIPETAS Y ACCESORIOS

PIPETTES AND ACCESSORIES

PIPETAS E ACESSÓRIOS



LAVAPIPETAS AUTOMÁTICO

PE / PP

Sistema de lavado automático de alta calidad y gran velocidad. Se pueden lavar pipetas de una longitud máxima de 600 mm o buretas de Mohr. Resuelve el problema del lavado de las pipetas de forma rápida y segura, incluso en laboratorios donde se emplean productos radioactivos, corrosivos o tóxicos. El proceso de vaciado con tecnología de sifón permite un continuo recambio del agua. El fondo de polietileno elástico elimina el riesgo de rotura de las pipetas. Se pueden usar dos o tres cestos de remojo para efectuar el remojo de varios grupos de piezas de vidrio de manera simultánea. El borde superior dispone de un anillo de protección y proporciona una base de fijación para el conector de alimentación (tubo no suministrado; Ø interno del tubo: 13 mm). El cesto de remojo cuenta con un anillo de altura ajustable para mantener agrupadas las pipetas.

Juego básico recomendado:

Pipetas	Buretas
1x217	1x215
2x222	2x219
1x221	2x1219
	1x218

PIPETTE/BURETTE RINSING SET, AUTOMATIC

PE / PP

High quality and high speed automatic rinsing system. Can wash pipettes with maximum length of 600 mm or Mohr's burette. It solves the problem of washing pipettes quickly and safely, even in laboratories where radioactive, corrosive or toxic products are used. A continuous water exchange is allowed thanks to an emptying process based on siphon technology. The elastic PE bottom eliminates the risk of pipette breaking. Two or three soaking baskets can be used to soak simultaneously several glassworks groups. The upper edge has a protective ring and provides a fixing base for the supply connector (pipe not supplied; Ø inner tube: 13mm). The soaking basket is equipped with adjustable height ring to keep pipettes grouped.

Suggested basic set:

Pipettes	Burettes
1x217	1x215
2x222	2x219
1x221	2x1219
	1x218

LAVA-PIPETAS AUTOMÁTICO

PE / PP

Sistema de enxágue automático de alta qualidade e grande velocidade. Pode lavar pipetas com o comprimento máximo de 600 mm ou buretas de Mohr. Resolve o problema de lavar pipetas de forma rápida e segura, até mesmo nos laboratórios onde são usados produtos radioativos, corrosivos ou tóxicos. Permite a renovação contínua de água graças a um processo de esvaziamento por sifonagem. O fundo, de polietileno elástico elimina o risco de quebra das pipetas. Podem ser utilizados dois ou três cestos para lavar simultaneamente diversos grupos de itens de vidro. A borda superior tem um anel protetor e fornece uma base de fixação para o tubo de conexão (tubo interno com Ø de 13mm, não incluído). O cesto de lavagem é equipado com um anel de altura ajustável para manter as pipetas agrupadas.

Conjunto básico sugerido:

Pipetas	Buretas
1x217	1x215
2x222	2x219
1x221	2x1219
	1x218



217

215



218

221



222

219

Art.	Descripción Description Descrição	Ø mm	h cesto mm Basket h mm h cesto mm	h mm
215	Lavapiquetas automático Automatic burette washer Lava-pipetas automático	173	-	980
217	Lavapiquetas automático Automatic pipette washer Lava-pipetas automático	170	-	734
218	Contenedor pipetas Pipette Jar Recipiente de pipetas	165	-	650
219	Cesto portapiquetas Pipette basket Cesto porta-pipetas	145	280	645
221	Contenedor pipetas Pipette Jar Recipiente de pipetas	165	-	503
222	Cesto portapiquetas Pipette basket Cesto porta-pipetas	145	280	495
1219	Extensión para 219 Extension handle for 219 basket Extensão para o 219	-	-	-