



FRASCOS BOCA ANCHA Y ESTRECHA

Ref. CHB001 - CHB008

Ref. CHG001 - CHG008

Endo Glassware le ofrece una amplia gama de frascos multiusos de muy diversas capacidades y de gran utilidad para almacenar soluciones de cualquier tipo. Todos los frascos están disponibles en vidrio transparente (blanco) o vidrio topacio (para aquellas soluciones o reactivos fotosensibles). Con cuello esmerilado y tapón de polietileno.



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Vidrio
CHB001	100 mL	54 mm	95 mm	Transparente
CHB005	100 mL	54 mm	95 mm	Topacio
CHB002	250 mL	74 mm	125 mm	Transparente
CHB006	250 mL	74 mm	125 mm	Topacio
CHB003	500 mL	88 mm	165 mm	Transparente
CHB007	500 mL	88 mm	165 mm	Topacio
CHB004	1000 mL	112 mm	200 mm	Transparente
CHB008	1000 mL	112 mm	200 mm	Topacio



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Vidrio
CHG001	100 ml	54 mm	95 mm	Transparente
CHG005	100 ml	54 mm	95 mm	Topacio
CHG002	250 ml	74 mm	125 mm	Transparente
CHG006	250 ml	74 mm	125 mm	Topacio
CHG003	500 ml	88 mm	165 mm	Transparente
CHG007	500 ml	88 mm	165 mm	Topacio
CHG004	1000 ml	112 mm	200 mm	Transparente
CHG008	1000 ml	112 mm	200 mm	Topacio