



## Centrífuga angula 2615/1

### Ref. GBF001

Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc.

De diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación.

- Cabezal angular con capacidad para 6 tubos de 15 mL (dimensiones 16x120 mm) con posiciones numeradas.
- Tapa transparente de policarbonato para visualización y control del cabezal.
- Pantalla LED para ajuste y visualización del tiempo y la velocidad de funcionamiento.
- Regulación digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm.
- Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.
- Motor de suspensión elástica que garantiza un funcionamiento suave.
- Patas tipo ventosa para una óptima fijación a la superficie de trabajo.
- Disponibles adaptadores para tubos de 13x100 mm y 13x75 mm. Ver accesorios.
- Interruptor ON/OFF.



## Especificaciones técnicas

<b>Referencia</b>	GBF001
<b>Modelo</b>	2615/1
<b>Velocidad</b>	1000~4000 rpm (Incremento de $\pm 500$ rpm)
<b>FCR</b>	1790 $\times g$
<b>Temporizador</b>	1-60 minutos
<b>Capacidad</b>	6 x15 mL (16x120 mm)
<b>Peso</b>	5 Kg aprox.
<b>Dimensiones</b>	280x280x250 mm
<b>Alimentación</b>	220 V/50 Hz
<b>Consumo</b>	90 W



## Cabezales incluido

### INCLUIDO



Cabezal angular  
6 x15 mL

## Accesorios



Kit accesorios | GBK001  
6 portatubos  
6 conteras  
1 fusible



Adaptador | GBK002  
Tubos 13x100 mm



Adaptador | GBK003  
Tubos 13x75 mm

## Tubos recomendados

### Tubos tipo Falcon 15 mL

BGD010, BGD082, BGD083, BGD084, BGD024, BGD025, BGD039, BGD029, BGD030, BGD031, BGD032, BGD033

## Compatibilidad accesorios

Ref.	Descripción	Tubos requeridos	Utilizado en	Incluido
<b>GBF001</b>				
GBK001	Kit accesorios de serie 2615/1, 2650, 2652	Tubos tipo Falcon de 15 mL	Cabezal	No
GBK002	Adaptador para tubos de 13x100 mm	Tubos tipo Vacutainer 13x100 mm	Cabezal	No
GBK003	Adaptador para tubos de 13x75 mm	Tubos tipo Vacutainer 13x75 mm	Cabezal	No