

► Serie 200

1 | Los estereomicroscopios son ideales para su uso en enseñanza, en la observación de minerales o pequeños animales que seguro entusiasmará a los alumnos más curiosos.

2 | Con cabezal inclinado 45° y equipado con luz LED incidente y transmitida.



01 | Cabezal binocular



02 | Mandos bilaterales para enfoque



03 | Platina con pinzas

Características

- 1 | Cabezal binocular con regulación de la distancia interpupilar y corrección dióptrica.
- 2 | Incluye dos oculares WF/10x.
- 3 | Mandos bilaterales para enfoque mediante un mecanismo de piñón y cremallera.
- 4 | Platina de contraste blanco/negro y platina de vidrio esmerilado, con pinzas para sujeción de la muestra.
- 5 | Objetivos 2x y 4x que junto con los oculares proporcionan los aumentos necesarios para la visualización al detalle de minerales o pequeños insectos.

Referencia	HDB002
Modelo	218/2
Cabezal	Inclinado 45°
Oculares	WF10x/20mm (ø 30.5 mm)
Enfoque	Piñón y cremallera
D. Interpupilar	55-75mm
C. Dióptrica	± 5 mm dioptrías
Objetivos	2x/4x
D. de trabajo	57 mm
Platina	B/N y vidrio esmerilado
Ø Platina	95 mm
Iluminación	LED Incidente y transmitida