



Disponemos de cronómetros con diversas funciones como la medición del tiempo acumulado (split time) y tiempo de vuelta (lap time) para el cronometraje de competiciones deportivas. Todos ellos son resistentes al agua y se suministran con colgador y pila incluida.

► Cronómetro de competición Modelo DM-001



1 | Cronómetro con posibilidad de medir el tiempo transcurrido, tiempos acumulados y tiempo de la 1ª y 2ª posición. Además, dispone de función de reloj y alarma programable.

Referencia	KKB005
Reloj	Modo 12 ó 24 h
Calendario	Año, mes y día de la semana
Cronómetro	23 h 59 min 59 s
Precisión	1/100 s hasta 1 h y 1 s hasta 23 h 59 min 59 s

► Cronómetro digital azul, modelo HS-12



- 1 | Para los más pequeños Nahita dispone de estos divertidos y económicos cronómetros digitales de sencillo manejo y alegre diseño.
- 2 | Presenta las funciones de reloj, alarma programable y cronómetro con posibilidad de medir el tiempo transcurrido, tiempos acumulados y el tiempo de la 1ª y 2ª posición, resultando ideales para el cronometraje de actividades deportivas y recreativas.
- 3 | Se suministra con colgador o bien en formato llavero, y con pila de litio.

Referencia	KKB001
Reloj	Modo 12 ó 24 h
Cronómetro	23 h 59 min 59 s
Calendario	Fecha y día de la semana
Precisión	1/100 s hasta 30 minutos y 1 s hasta 24 h