



Relojes avisadores

Ref. KKF001 - KKF002

Muchas veces es necesario conocer y controlar el tiempo exacto transcurrido en numerosos procesos para desarrollar correctamente un determinado protocolo industrial y científico. Para estos casos en los sea necesario este control exacto del tiempo, Nahita dispone de modelos de relojes mecánicos y digitales que satisfacen la necesidad de controlar con total exactitud la duración de dichos procesos.



reloj avisador mecánico

Ref. KKF001

características técnicas y ventajas de uso

- En carcasa de plástico blanco, con función cuenta atrás hasta de 60 minutos y alarma al finalizar el tiempo seleccionado.
- Puede usarse como modelos de sobremesa o de pared y disponen de imán para sujetarlos en superficies metálicas.

Referencia	KKF001
Tiempo máximo	60 min
Divisiones	1 min
Dimensiones	70x70x40 mm



reloj avisador de bolsillo

Ref. KKF002

características técnicas y ventajas de uso

- Reloj de bolsillo ideal para el trabajo diario de laboratorio gracias a su pequeño tamaño y por las funciones de cuenta atrás y de cronómetro.
- Dispone de una pinza que permite llevarlo sujeto en el bolsillo de la bata, de un imán para sujetarlo en elementos metálicos del laboratorio y de una pestaña que permite ponerlo de pie sobre la poyata o mesa de laboratorio.

Referencia	KKF002
Cuenta atrás	Máximo 23 h 59 min 59 s, con alarma final
Cronómetro	23 h 59 min 59 s
Pila	1 x LR44 (no incluido)
Tamaño	55x71x22 mm