



Ficha de dados

print date: 2026-02-15

Contador de colónias LKB 2002



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

Equipamento padrão

- um contador com a função de calcular a média de várias medições
- lâmpada de anel que garante iluminação uniforme do campo de contagem
- lupa com potência óptica de 3,25 dioptrias e possibilidade de colocá-la numa posição ideal para o usuário
- marcador padrão
- placa de fundo claro e escuro
- placa de índice substituível
- adaptadores para placas de Petri com diâmetros menores que 120 mm




DADOS TÉCNICOS

controlador	microprocessador
ecrã	LED (0...999)
estrutura	chapa revestida a pó

Dimensões totais [mm]

largura A	300
altura B	90*
profundidade C	325
peso [kg]	4,9



PARÂMETROS BÁSICOS

diâmetro do campo de contagem [mm]	120
potência óptica	3,25 dioptrias
iluminação instalada fora da câmara de trabalho	lâmpada de anel 20W

PARÂMETROS ELÉTRICOS

tensão	230 V 50 Hz
potência nominal [W]	22
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

* altura sem lupa

OPÇÕES E ACESSÓRIOS



Número do pedido: LKB 2002/L3

Lupa padrão



Número do pedido: LKB 2002/P

Pen padrão



Número do pedido: LKB 2002/PSZ

Placa de campo de contagem



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Número do pedido: LKB 2002/PW

Placa de escala



Número do pedido: LKB 2002/ZM

Marcador externo



Número do pedido: LKB 2002/ZMP

Recarga para ZM 2002