




## Gradillas de PP - para tubos


Ref. BJB078, BJB079, BJB080, BJB081, BJB082, BJB083, BJB084, BJB085, BJB086, BJB087, BJB088, BJB089, BJB090, BJB091, BJB092, BJB093, BJB094, BJB095, BJB096



- Material de Polipropileno de alta calidad
- Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
- Rango de Temperatura estable de -196 °C a 121 °C
- Apta para uso en baños maría ya que se mantiene sumergida
- Se entrega en formato plano para un montaje sencillo

### Especificaciones técnicas

Referencia	Tubos	Alineación	Dimensiones (mm)
BJB078	50 mL x 20 / 15 mL x 30	5 x 4 / 6 x 5	208 x 172 x 60



- Material de Polipropileno de alta calidad
- Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
- Rango de Temperatura estable de -196 °C a 121 °C
- Indicación alfanumérica en los orificios
- Apta para uso en baños maría ya que se mantiene sumergida
- Se entrega en formato plano para un montaje sencillo


### Especificaciones técnicas

Referencia	Tubos	Alineación	Dimensiones (mm)
BJB081	∅ 13 mm x 90	15 x 6	247 x 107 x 60
BJB082	∅ 13 mm x 90	15 x 6	247 x 107 x 60
BJB083	∅ 13 mm x 90	15 x 6	247 x 107 x 60
BJB084	∅ 13 mm x 90	15 x 6	247 x 107 x 60
BJB085	∅ 16 mm x 60	12 x 5	247 x 107 x 60
BJB086	∅ 16 mm x 60	12 x 5	247 x 107 x 60
BJB087	∅ 16 mm x 60	12 x 5	247 x 107 x 60
BJB088	∅ 16 mm x 60	12 x 5	247 x 107 x 60
BJB089	∅ 21 mm x 40	10 x 4	247 x 107 x 60
BJB090	∅ 21 mm x 40	10 x 4	247 x 107 x 60
BJB091	∅ 21 mm x 40	10 x 4	247 x 107 x 60
BJB092	∅ 21 mm x 40	10 x 4	247 x 107 x 60
BJB093	∅ 30 mm x 21	7 x 3	247 x 107 x 60
BJB094	∅ 30 mm x 21	7 x 3	247 x 107 x 60
BJB095	∅ 30 mm x 21	7 x 3	247 x 107 x 60
BJB096	∅ 30 mm x 21	7 x 3	247 x 107 x 60





## Gradillas de PP - para tubos




- Material de Polipropileno de alta calidad
- Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
- Rango de Temperatura estable de -196 °C a 121 °C
- Apta para uso en baños maría ya que se mantiene sumergida
- Se entrega en formato plano para un montaje sencillo

## Especificaciones técnicas

Referencia	Tubos	Alineación	Dimensiones (mm)	
BJB079	15 mL x 50	10 x 5	207 x 130 x 56	
BJB080	50 mL x 25	5 x 5	201 x 171 x 60	

## Gradillas de PP - para microtubos

Ref. [BJL018](#), [BJL019](#), [BJL020](#), [BJL021](#), [BJL022](#), [BJL023](#), [BJL024](#), [BJL025](#), [BJL026](#)



- Material de Polipropileno de alta calidad
- Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
- Rango de Temperatura estable de -196 °C a 121 °C
- La tapa removible incluye un área para escribir la lista del inventario

## Especificaciones técnicas

Referencia	Tubos	Alineación	Dimensiones (mm)	
BJL018	0,2 mL x 96	12 x 8	120 x 82 x 30	
BJL019	0,5 / 1,5 mL x 60	12 x 5	198 x 73 x 49	
BJL020	0,5 / 1,5 mL x 60	12 x 5	198 x 73 x 49	
BJL021	0,5 / 1,5 mL x 60	12 x 5	198 x 73 x 49	
BJL022	0,5 / 1,5 mL x 60	12 x 5	198 x 73 x 49	
BJL023	0,5 / 1,5 mL x 96	12 x 8	198 x 112 x 49	
BJL024	0,5 / 1,5 mL x 96	12 x 8	198 x 112 x 49	
BJL025	0,5 / 1,5 mL x 96	12 x 8	198 x 112 x 49	
BJL026	0,5 / 1,5 mL x 96	12 x 8	198 x 112 x 49	