



## ► Guantes de Nitrilo

- 1 | Guante de Nitrilo 100% sin empolver. Muy elástico. Ambidiestros.
- 2 | Para uso general contra riesgos menores. De un solo uso.
- 3 | Superficie exterior micro texturizada en la punta de los dedos para un mejor agarre. -Superficie interior lisa para facilitar el agarre y disminuir la dermatitis.
- 4 | Puño con reborde reforzado.
- 5 | Producto libre de Ftalatos.

### Certificado CE:

- MDR 2017/745: Clase I. Relativa a los Productos Sanitarios
- UE 2016/425: Categoría III. Relativa a los equipos de protección personal. a las mascarillas de cirugía.

### Normativa referente a la protección de los guantes:

- EN-420:2003: Protección general
- EN-374 ( 374.1, 374.2, ISO 16523-1:2015, 374.4, 374.5): Contra productos químicos y microorganismos. Permeabilidad.
- EN-455 (455.1, 455.2, 455.3, 455.4): Guantes de protección para la exploración. Mascarilla quirúrgica Tipo IIR
- Certificado N°: GOLMOXKC355595L1
- Laboratorio Acreditado por CNAS n°:L0412



Referencia	Talla	Peso	Color
RBL005	S 6/7	5	Azul cobalto
RBL006	M 7/8	5	Azul cobalto
RBL007	L 8/9	5	Azul cobalto
RBL008	XL 9/10	5	Azul cobalto