



## PLB - Gooch

### ▶ Crisoles Gooch

1 | Los crisoles Gooch presentan un diseño especial con la base perforada para operaciones de filtración al vacío de pequeños volúmenes durante la determinación de sólidos en suspensión o el análisis de metales traza.

2 | Los crisoles Gooch de Nahita fabricados en porcelana y esmaltados

tanto interior como exteriormente a excepción del borde y de la base, se suministran completos con un disco perforado y con tapa esmaltada y con asa.

3 | Están disponibles en tres capacidades diferentes para adaptarse a las necesidades de cualquier usuario.



Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura
PLB001	15 mL	32 mm	34 mm
PLB002	20 mL	36 mm	38 mm
PLB003	30 mL	40 mm	46 mm