

Embudos Büchner

Ref. PNF001, PNF002, PNF003, PNF004, PNF005, PNF006, PNF007

- Los embudos Büchner son utilizados en los procesos de filtración al vacío y presentan una placa perforada para la colocación de un papel de filtro.
- Fabricados en porcelana de gran resistencia química, los embudos Büchner de Nahita están esmaltados tanto interior como exteriormente, y se encuentran disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de cualquier usuario.
- Temperatura máxima de aplicación: 1050 °C



Referencia	Capacidad (mL)	Altura (mm)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ø ext. vástago (mm)
PNF001	30	70	40	46	13
PNF002	50	110	50	65	15
PNF003	120	135	70	82	20
PNF004	200	170	95	100	21
PNF005	400	180	110	121	26
PNF006	600	170	125	140	30
PNF007	1000	225	135	150	33