

Büchner, adaptadores Guko

Adaptadores Guko

Ref. PNJ003, PNJ004, PNJ005

- Fabricado en goma natural de color rojo
- Para uniones Kitasato+Büchner



Ref PNJ004

Referencia	Talla	Ø superior ext.	Ø inferior ext.	Altura	Grosor
PNJ003	1	46 mm	28 mm	30,5 mm	3 mm
PNJ004	2	56 mm	38 mm	35 mm	3 mm
PNJ005	3	68 mm	47 mm	41 mm	4 mm

Juego 7 adaptadores Guko

Ref. PNJ006, PNJ007

- Fabricado en goma/silicona de color azul
- Para uniones Kitasato+Büchner
- Las dimensiones de cada adaptador son:

Nº	Ø ext mayor/menor	Ø int mayor/menor	Altura
1	21x11 mm	17x7 mm	21 mm
2	27x16 mm	22x11 mm	22 mm
3	37x22 mm	31x16 mm	25 mm
4	46x29 mm	39x22 mm	29 mm
5	58x38 mm	50x30 mm	35 mm
6	69x45 mm	60x36 mm	40 mm
7	86x57 mm	75x46 mm	45 mm



Referencia	Descripción
PNJ006	Juego 7 adaptadores, goma
PNJ007	Juego de 7 adaptadores, silicona