



Squibb con llave de teflón

Ref. PQB001, PQB002, PQB003, PQB004, PQB005, PQB006, PQB007, PQB008, PQB009, PQB010

- Los embudos de decantación se utilizan para la separación de líquidos inmiscibles de distinta densidad, generalmente agua y diversos disolventes orgánicos (éter, cloroformo o alcoholes).
- Fabricados en vidrio borosilicato resistente al choque térmico, los embudos de decantación de Endo Glassware presentan forma de pera y tapón de plástico.
- La llave de paso fabricada en teflón es resistente a la acción de ácidos y bases.



Referencia	PQB001	PQB002	PQB003	PQB004	PQB005	PQB006	PQB007	PQB008	PQB009	PQB010
Capacidad (mL)	50	100	125	250	250	250	500	500	1000	2000
Ø Embudo (mm)	55	65	65	80	80	80	100	100	125	150
Ø Rama (mm)	8	8	8	8	8	8	10	10	10	12
Altura (mm)	230	245	250	300	300	300	350	350	400	525
Esmerilado	19/26	19/26	19/26	29/32	19/26	24/29	29/32	24/29	29/32	29/32

EMBUDOS DECANTACIÓN / ADICIÓN
[P] SEPARACIÓN - FILTRACIÓN

Nota: El fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.