

Conector doble acodado, ENDO GLASSWARE

Ref. PBQ021, PBQ022, PBQ034, PBQ035

- Fabricado en vidrio borosilicato



Referencia	Ø (mm)	Longitud (mm)	Esmerilado
PBQ021	7	160	-
PBQ022	12	250	-
PBQ034	7	160	14/23 (M/M)
PBQ035	25	280	29/32 (M/M)

Adaptador para termómetro con tapón roscado, ENDO GLASSWARE

Ref. PBQ026, PBQ027, PBQ028

- Fabricado en vidrio borosilicato
- Con cabeza roscada para termómetros de 5 a 7 mm



Referencia	Rosca	Esmerilado	Ángulo (°)
PBQ026	13	14/23 (M)	-
PBQ027	13	14/23 (M/M)	75
PBQ028	18	29/32 (M/M)	75

Adaptador con oliva, ENDO GLASSWARE

Ref. PBQ029

- Fabricado en vidrio borosilicato
- Para montajes de vidrio en laboratorio



Referencia	Esmerilado	Ø oliva (mm)
PBQ029	14/23 (M/H)	10

Terminal acodado, ENDO GLASSWARE

Ref. PBQ031

- Fabricado en vidrio borosilicato
- Vástago corto



Referencia	Esmerilado	Longitud vástago (mm)	Ángulo (°)	Ø ext. Tubo salida (mm)
PBQ031	29/32 (H)	100	105	12

Adaptador para termómetro, cabezal Claisen, ENDO GLASSWARE

Ref. PBQ032

- Fabricado en vidrio borosilicato
- Con cabeza roscada para termómetros de 5 a 7 mm




Referencia	Rosca	Esmerilado
PBQ032	13	14/23 (H/M/M)

Colector separador, ENDO GLASSWARE

Ref. PBQ033

- Fabricado en vidrio borosilicato
- Para dos matraces



Referencia	Ø oliva (mm)	Esmerilado
PBQ033	10	14/23 (H/M)