



Buretas Tipo Pellet

Ref. DNM001, DNM002, DNM003, DNM004, DNM005, DNM006, DNM007



- Clase AS
- Graduación azul
- Con banda esmaltada para fácil lectura
- Llave lateral de PTFE y llave intermedia de vidrio

Referencia	Capacidad (mL)	Tolerancia (\pm mL)	Graduación
DNM001	10	0.030	1/10
DNM002	10	0.030	1/20
DNM003	10	0.020	1/50
DNM004	25	0.030	1/20
DNM005	25	0.050	1/10
DNM006	50	0.050	1/10
DNM007	100	0.100	1/5

Vidrio ámbar:

Ref. DNM023, DNM011, DNM012,
DNM015, DNM013



Referencia	Capacidad (mL)	Graduación
DNM023	10	1/20
DNM011	25	1/20
DNM012	25	1/10
DNM015	25	1/20
DNM013	50	1/10

Accesorios para bureta tipo Pellet



Ref. DNP001, DNP002

- Frasco reservorio

Referencia	Capacidad (mL)	Esmerilado	Color
DNP001	2000	29/32	Transparente
DNP002	2000	29/32	Ámbar

Ref. DNP003

- Pera de goma

Referencia	Color
DNP003	Rojo



Buretas Tipo Schilling

Ref. DNR005, DNR006, DNR007

- Fabricada en vidrio borosilicato
- Con llave de paso de color naranja
- Elementos incluidos: botella con tapón, base para botella, tubo de silicona, sistema manual de control de flujo y punta para bureta de cristal.



Referencia	Capacidad (mL)	Tolerancia (\pm mL)	Graduación	Botella (mL)
DNR005	10	0.050	1/20	500
DNR006	25	0.075	1/10	1000
DNR007	50	0.100	1/10	1000