



Morteros con mano

Ref. BBD001, BBD002, BBD003, BBD004, BBD005

- Endo Glassware le ofrece esta serie de morteros fabricados en vidrio prensado ideales para triturar, machacar y mezclar sustancias de poca dureza.
- De base ancha y estable y con pico para un cómodo vertido, presentan tanto el interior como el exterior pulidos.
- Cada mortero se suministra con su mano fabricada también en vidrio y con forma de bola y superficie áspera en un extremo. Las manos para morteros también están disponibles individualmente.




Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura	Long. Mano	Ø Bola
BBD001	90 mL	60 mm	40 mm	90 mm	20 mm
BBD002	100 mL	80 mm	50 mm	105 mm	20 mm
BBD003	200 mL	100 mm	60 mm	115 mm	25 mm
BBD004	400 mL	120 mm	75 mm	130 mm	35 mm
BBD005	900 mL	150 mm	90 mm	180 mm	38 mm

Manos para mortero

Ref. BBQ001, BBQ002, BBQ003, BBQ004, BBQ005



Especificaciones técnicas

Referencia	Longitud	Ø Bola	Mortero
BBQ001	80 mm	15 mm	60 mm
BBQ002	90 mm	20 mm	80 mm
BBQ003	115 mm	25 mm	100 mm
BBQ004	135 mm	30 mm	120 mm
BBQ005	160 mm	35 mm	150 mm