



Balanza de precisión WTC 2000, Balanza de precisión WTC 600, Balanza de precisión WTC 3000, Balanza de precisión WTC 200

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,Q67



Balanza de precisión WTC 2000
Balanza de precisión WTC 600



Balanza de precisión WTC 3000



Balanza de precisión WTC 200

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

Datos técnicos

	Balanza de precisión WTC 200 WL-210-0004	Balanza de precisión WTC 600 WL-210-0003	Balanza de precisión WTC 2000 WL-210-0001
Parámetros metrológicos			
Maxima capacidad [Max]	200 g	600 g	2000 g
Minima capacidad	–	0,5 g	–
Legibilidad [d]	0,001 g	0,01 g	0,01 g
División de legalización [e]	–	0,1 g	–
Rango de tara	-200 g	-600 g	-2000 g
Repetibilidad	0,002 g	0,01 g	0,01 g
Linealidad	±0,004 g	±0,02 g	±0,03 g
Tiempo de estabilización	2 s	2 s	2 s
Calibración	externa	externa	externa
Clase OIML	–	II	–
Parámetros físicos			
Sistema de nivelación	manual	manual	manual
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)	4,3" LCD (con retroiluminación)	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	ø100 mm	128×128 mm	128×128 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	330×230×140 mm	330×230×140 mm	330×230×140 mm
Masa neta	0,96 kg	1,17 kg	1,17 kg
Masa bruta	1 kg	2 kg	2 kg
Construcción			
Grado de protección	IP 43	IP 43	IP 43
Interface de comunicación			
Conectividad	RS232, USB-A, USB-B	RS232, USB-A, USB-B	RS232, USB-A, USB-B
Parámetros electricos			
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	15 horas (el tiempo promedio)	15 horas (el tiempo promedio)	15 horas (el tiempo promedio)
Condiciones ambientales			
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C	+15 – +30 °C	+15 – +35 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación	10% – 85% RH sin condensación	10% – 85% RH sin condensación

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga. El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

Datos técnicos

	Balanza de precisión WTC 3000 WL-210-0007
Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3100 g
Minima capacidad	—
Legibilidad [d]	0,1 g
División de legalización [e]	—
Rango de tara	-3100 g
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	±0,3 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Clase OIML	—
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	128×128 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	330×230×140 mm
Masa neta	1,3 kg
Masa bruta	2 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB-A, USB-B
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	15 horas (el tiempo promedio)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga. El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.



Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil

Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos



Programas (Additional Fee)

RAD KEY
R-LAB

Alibi Reader
Editor de Balanzas 2.1



Dimensiones de aparato An x Pr x Al

Balanza de precisión WTC 2000, Balanza de precisión WTC 600, Balanza de precisión WTC 3000



WTC: $d = 0.01$ g, $d = 0.1$ g

Balanza de precisión WTC 200



WTC, $d = 0.001$ g